



*Apnea*TRAK™

SOLUCIONES DE EEG PARA LA CLÍNICA, EMU Y UCI

Prueba de apnea del sueño en el hogar (HSAT)

Intruduzca sin problemas soluciones HSAT en su programa con el nuevo ApneaTrak. Inicialice, registre, califique y revise HSAT y PSG, realizando todos sus diagnósticos de sueño utilizando un software y un flujo de trabajo eficientes.

ApneaTRAK™:Core

Registre todos los canales requeridos para las pruebas de tipo 3 para descartar la apnea del sueño con la mayor simplicidad para los pacientes.



ApneaTRAK™:Legacy

Capture más detalles respiratorios de canales adicionales de ronquidos y termistores.



ApneaTRAK™:TST

Graba tres canales de ExG (EEG, EOG, EMG o ECG). Egregue EEG, EMG y EOG para calcular el tiempo total de sueño y mejorar la sensibilidad de su HSAT. Dos canales comparten una referencia común; un canal es bipolar.



Los kits desechables ApneaTrak son exclusivos del nuevo ApneaTrak. ¡No se requiere cables de interfaz! Ahorre tiempo limpiando después de cada paciente y reduzca los posibles problemas de control de infecciones. A la vuelta ¡Guarde el dispositivo y tire todo lo demás! También hay disponibles kit reutilizables.

HSAT seguro y cómodo

El diseño cuidadoso ayuda a sus pacientes a completar sus pruebas con confianza y comodidad. Puede permitir que sus pacientes inicien manualmente el estudio a su conveniencia, o predefinir una hora de inicio automática para ayudar a mejorar las tasas de éxito del estudio. La configuración es simple con conexiones de puerto codificadas por colores, imágenes anatómicas y videos y guías instructivos para el paciente.

La batería recargable incorporada registra hasta tres noches con cada carga y le ahorra el costo y el dolor de cabeza de tener que lidiar con batería desechables. Las conexiones no propietarias le dan la libertad de elegir los accesorios que prefiera.



Las conexiones empotradas están protegidas y elevadas del cuerpo del paciente para mejorar la comodidad y reducir el tamaño total.



Core	Legacy	TST	Channels
			Cánula de presión
			Oximetria
			Posición corporal
			Esfuerzo respiratoria torácico
			Esfuerzo respiratorio abdominal
			Flujo de aire térmico
			Detector de ronquidos
			3 Canales de ExG

Simplemente conéctelo

Conectar Apnea Track a su PC lo recibe con una ventana que requiere información mínima del paciente, preparando el dispositivo para que el paciente se lo lleve a casa.

Una vez que se completa el estudio, una sola conexión a la PC inicia automáticamente el software, descarga la grabación, borra, recarga y prepara ApneaTrak para que se inicialice para su próximo paciente.



medrent.mx



55 5985 4347



Av. Insurgentes Sur 866, Del Valle
Benito Juárez, 03100, Ciudad de México

 **MedRent**